


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina D3 (Validado Mediante Ko) Para Wb, Elisa - P30281

Número de artículo: CM0016557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ciclina D3 humana específica de G1/S (CCND3, SWISS P30281). Validado mediante knockout, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón para estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] Anticuerpo policlonal de conejo contra ciclina D3
Observaciones/Alias	CCND3; ciclina D3; Ciclina D3; D3
Especie	Humana
GeneID (humano)	896
GeneID	896
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P30281
Peso proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo