

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ciclina E1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24864

Número de artículo: CM0005144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Ciclina E1 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Diseñado para investigación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Ciclina E1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CCNE1; pCCNE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	898
GeneID	898
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-400 de la Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24864
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo