

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina E1 Para Wb Y Elisa - P24864

Número de artículo: CM0006947



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ciclina E1 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la ciclina-E1 específica G1/S, un regulador clave del ciclo celular. Monoclonal recombinante; inmunógeno: péptido sintético (aa 300-400). 47kDa, núcleo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclina E1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	898
ID de Gen	898
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de la Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24864
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo