

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina E1 Para Wb Y Elisa - P24864

Número de artículo: CM0015962



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Ciclina E1 humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, por lo que es adecuado para la investigación del ciclo celular y la oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Ciclina E1
Observaciones/Alias	CCNE; pCCNE1; Ciclina E1
Especie	Humana
GenelD (humano)	898
GenelD	898
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de la Ciclina E1 humana (NP_001229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P24864
Peso proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo