


Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O96020

Número de artículo: CM0029666



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclina E2 humana (CCNE2), adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta una banda de aproximadamente 47 kDa. Ideal para estudios de investigación sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ciclina E2
Observaciones/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9134
GeneID	9134
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 255-404 de la Ciclina E2 humana (NP_477097.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O96020
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo