


Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O96020

Número de artículo: CM0027439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclina E2 humana (CYCE2). Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo celular, cáncer y proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Ciclina E2
Observaciones/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9134
ID del Gen	9134
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 255-404 de la Ciclina E2 humana (NP_477097.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96020
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo