


Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclina H Para Wb, Ip, Elisa - P51946

Número de artículo: CM0017669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ciclina H humana, una subunidad del complejo CAK. Validado para WB, IP y ELISA; apoya estudios sobre la regulación del ciclo celular y la transcripción. (38 kDa)

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina H conejo pAb
Observaciones/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
Especie	Humano
ID de Gen	902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de la ciclina H humana (NP_001230.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo