


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ciclina H Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

Número de artículo: CM0011241



Introducción

El mAb de conejo contra la ciclina H es un anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce la ciclina H humana y murina, destinado a WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado para uso en investigación en estudios del ciclo celular y la regulación de la transcripción. 38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la ciclina H
Observaciones/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Especie	Humano
ID del gen (humano)	902
ID del gen	902
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 224-323 de la ciclina H humana (P51946).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P51946
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo