


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina H Para Wb, Elisa - P51946

Número de artículo: CM0020940



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Ciclina H (P51946) validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la Ciclina H humana, un componente del complejo quinasa activadora de CDK, esencial para la regulación del ciclo celular y la transcripción de la ARN polimerasa II. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclina H Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAK; p34; p37; Cych; Ciclina H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	902
GeneID	902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de la Ciclina H humana (NP_001230.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo