

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina K Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

Número de artículo: CM0015740



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Ciclina K (O75909) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Subunidad reguladora de CDKs; funciona en la regulación de la transcripción mediante la fosforilación de la CTD de la ARN Pol II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclina K pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CPR4; IDHDHF; Ciclina K
Especie	Humano
ID de Gen	8812 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la Ciclina K humana (NP_001092872.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75909
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo