


## Anticuerpo Policlonado Anti-Ciclina T1 Para Wb, Elisa - 060563

Número de artículo: CM0023261



### Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad dirigido a la Cyclina T1 humana (CCNT/CYCT1), validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la elongación transcripcional, el complejo P-TEFb y la interacción con Tat del VIH.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Detalles                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ciclina T1 Rabbit pAb                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | CCNT; CYCT1; HIVE1; Cyclin T1                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 904                                                                                                                   |
| GeneID              | 904                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 220-320 de la Cyclina T1 humana (NP_001231.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonados                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                |
| SWISS               | O60563                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 81kDa                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                        |