

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ciclofilina 40 Para Wb - Q08752

Número de artículo: CM0009033

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la ciclofilina 40/PPID. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del plegamiento de proteínas, las chaperonas HSP90 y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ciclofilina 40
Observaciones/Alias	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5481
ID del gen	5481
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 271-370 de la ciclofilina 40 humana (Q08752).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q08752
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo