

Anticuerpo Policlonal Anti-Ciclofilina 40 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08752

Número de artículo: CM0027901

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclofilina 40 humana (CYP-40), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata; UniProt Q08752.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ciclofilina 40 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5481
ID de Gen	5481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 161-370 de la Ciclofilina 40 humana (NP_005029.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08752
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo