

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ciclofilina B Para Wb, Elisa - P23284

Número de artículo: CM0012528



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Ciclofilina B humana (PPIB, CYPB). Apto para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de plegamiento de proteínas y función de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Ciclofilina B de conejo
Observaciones/Alias	OI9; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Cyclophilin B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5479
ID del gen	5479
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la Ciclofilina B humana (P23284)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23284
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo