

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyfp1 Para Wb, Ip, Elisa - Q7L576

Número de artículo: CM0015892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYFIP1 humano, adecuado para WB, IP, ELISA. El inmunógeno específico son los aminoácidos del extremo N-terminal 1-270. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la represión traduccional, el remodelado de actina y el neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYFIP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	23191
GeneID	23191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de CYFIP1 humano (NP_055423.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7L576
Peso Proteico	145kDa
Envío	Bolsa de hielo