

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyfp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

Número de artículo: CM0003146



Introducción

CYFIP1 Rabbit mAb (Q7L576) validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con Humano, Ratón, Rata. Apto para estudios sobre represión traduccional, remodelación de actina y desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYFIP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Especie	Humano
GeneID	23191
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína humana CYFIP1 (Q7L576)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L576
Peso Proteico	145kDa
Envío	Bolsa de hielo