

Anticuerpo Policlonico Anti-Cyld Para If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nqc7

Número de artículo: CM0022874



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra CYLD humana (Ubiquitina carboxilo-terminal hidrolasa CYLD). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación sobre señalización de NF-κB y Wnt, dinámica de microtúbulos e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYLD Rabbit pAb
Abreviaciones/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1540
ID del Gen	1540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de CYLD humano (NP_056062.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQC7
Peso de la Proteína	107kDa
Envío	Bolsa de hielo