

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyld Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Número de artículo: CM0030489



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo CYLD (Q9NQC7) de CamelBio es un anticuerpo policlonal de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización NF-κB y Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYLD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Especie	Humano
GenelD (humano)	1540
GenelD	1540
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQC7
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo