

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igd De Mono Cynomolgus - Igd De Mono

Número de artículo: CM0008682

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la cadena pesada delta de inmunoglobulina de mono cynomolgus. Validado para IHC-P, FC, ELISA. Para el perfilado inmune y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-IgD de Mono
Especie	Cynomolgus
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de inmunoglobulina de mono cynomolgus
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Cynomolgus
Envío	Bolsa de hielo