


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp11A1 Para Wb Y Elisa - P05108

Número de artículo: CM0004696



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CYP11A1 humano, validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige a la enzima mitocondrial de escisión de la cadena lateral del colesterol involucrada en la esteroidogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CYP11A1
Observaciones/Alias	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; citocromo P450 familia 11 subfamilia A miembro 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1583
ID del Gen	1583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-320 de CYP11A1 humano (NP_000772.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05108
Peso Proteico	42kDa/60kDa
Envío	Bolsa de hielo