

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp11A1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P05108

Número de artículo: CM0019452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CYP11A1 validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Detecta la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol de humano, ratón y rata para la investigación de esteroidogénesis. - P05108

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP11A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1583
GeneID	1583
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-320 del CYP11A1 humano (NP_000772.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05108
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo