

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp11B1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15538

Número de artículo: CM0017366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CYP11B1 humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la biosíntesis de glucocorticoides, la función de la corteza suprarrenal y las vías esteroidogénicas. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP11B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FHI; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1584
GeneID	1584
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-503 del CYP11B1 humano (NP_000488.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15538
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo