

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp17A1 Para Wb, Elisa - P05093

Número de artículo: CM0017329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP17A1 validado para Western blot y ELISA. Reconoce la CYP17A1 humana (57 kDa), presenta reacción cruzada con rata. Ideal para el estudio de la biosíntesis de hormonas esteroideas y la función del citocromo P450. UniProt P05093.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP17A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1586
ID del gen	1586
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 209-508 de la CYP17A1 humana (NP_000093.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P05093
Peso molecular de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo