


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp1A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04798

Número de artículo: CM0020094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CYP1A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CYP1A1 de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 200-460). Ideal para investigación sobre metabolismo del citocromo P450 y toxicología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYPIA1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1543
ID del Gen	1543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-460 de la CYP1A1 humana (NP_000490.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04798
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo