


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp1A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04798

Número de artículo: CM0023857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP1A1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Útil para estudiar el metabolismo de fármacos, la regulación hormonal y la señalización de lípidos. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1543
GeneID	1543
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 261-360 del CYP1A1 humano (NP_000490.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04798
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo