

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp1A2 Para Wb, If-P, Elisa - P05177

Número de artículo: CM0014740



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CYP1A2 (SWISS P05177) validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el metabolismo de fármacos del citocromo P450, la señalización de lípidos y las vías de toxicología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CYP1A2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | CP12; CYPIA2; P3-450; P450(PA); CYP1A2                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 1544                                                                                                                                 |
| GeneID              | 1544                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 205-305 del CYP1A2 humano (NP_000752.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P05177                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |