


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Número de artículo: CM0018501



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CYP1B1 humano validado para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra el citocromo P450 1B1, involucrado en el metabolismo de esteroides y xenobióticos, es adecuado para investigación de enfermedades y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYPIB1; P4501B1; CYP1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1545
GeneID	1545
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-543 de CYP1B1 humano (NP_000095.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16678
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo