


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Número de artículo: CM0014164



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra CYP1B1 humano es adecuado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de ratón y rata para la investigación del metabolismo del citocromo P450 y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1545
GeneID	1545
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del CYP1B1 humano (NP_000095.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16678
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo