

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp26A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43174

Número de artículo: CM0008852

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CYP26A1 humano, para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CYP26A1 de humano, ratón y rata. Dirige el metabolismo del ácido retinoico y la señalización en diversos tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CYP26A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAI1; CYP26A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1592
GeneID	1592
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-450 de CYP26A1 humano (O43174).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43174
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo