

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp27A1 Para Wb Y Elisa - Q02318

Número de artículo: CM0007263

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CYP27A1, estero1 26-hidroxilasa. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para el estudio del metabolismo del colesterol y la síntesis de ácidos biliares. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CYP27A1
Observaciones/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1593
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 431-530 de CYP27A1 humano (NP_000775.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q02318
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo