

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp2C18 Para Wb, Elisa - P33260

Número de artículo: CM0029936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP2C18 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo de retinoides y citocromo P450. Inmunógeno: aminoácidos 231-490.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP2C18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1562
ID del gen	1562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-490 de la CYP2C18 humana (NP_000763.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33260
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo