


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp2D6 Para Wb, If-P, Elisa - P10635

Número de artículo: CM0010564



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CYP2D6, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de ~56 kDa. Ideal para estudios de metabolismo de fármacos y farmacogenómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP2D6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Especie	Humano
GenelD (humano)	1565
GenelD	1565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-497 de la CYP2D6 humana (P10635)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10635
Peso de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo