


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp2D6 Para Wb Y Elisa - P10635

Número de artículo: CM0014655



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CYP2D6 validado para WB y ELISA; detecta CYP2D6 humano con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de fármacos del citocromo P450 y las vías de señalización lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CYP2D6
Observaciones/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYPID6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-230 del CYP2D6 humano (NP_000097.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10635
Peso Molecular de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo