

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp2R1 Para Wb, Elisa - Q6Vvx0

Número de artículo: CM0014329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP2R1 humano (25-hidroxilasa de vitamina D), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata; detecta una proteína de ~57 kDa. Ideal para la investigación del metabolismo de la vitamina D y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP2R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYP2R1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	120227
GeneID	120227
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 252-501 del CYP2R1 humano (NP_078790.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6VVX0
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo