

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp39A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9NyI5

Número de artículo: CM0012562

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a CYP39A1, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón. Apoya la investigación en metabolismo del colesterol y desarrollo de ensayos IVD. Peso molecular predicho: 54kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CYP39A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51302
ID del gen	51302
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de CYP39A1 humano. (NP_057677.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9NYL5
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo