

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp39A1 Para Wb Y Elisa - Q9Nyl5

Número de artículo: CM0022964

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la CYP39A1 humana (24-hidroxicolesterol 7-alfa-hidroxilasa). Validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en síntesis de ácidos biliares y metabolismo del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CYP39A1
Observaciones/Alias	CYP39A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51302
GeneID	51302
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CYP39A1 humana (NP_057677.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYL5
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo