

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp39A1 Para Wb Y Elisa - Q9Nyl5

Número de artículo: CM0021331

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CYP39A1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta los ortólogos de ratón y rata. Adecuado para estudiar el metabolismo neuronal del colesterol y la función de la 7-alfa-hidroxilasa de oxisteroles específica del hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CYP39A1 pAb de conejo
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51302
ID del gen	51302
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9NYL5
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo