

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cyp3A4 Para Wb, If-P Y Elisa - P08684

Número de artículo: CM0006812



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CYP3A4 humano para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta una proteína de aproximadamente 57 kDa. Ideal para estudiar el metabolismo de fármacos y las vías relacionadas con CYP3A4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CYP3A4
Observaciones/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Especie	Humana
ID génico (humano)	1576
ID génico	1576
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-503 de CYP3A4 humano (NP_059488.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P08684
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo