

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp3A4 Para Wb Y Elisa - P08684

Número de artículo: CM0015500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CYP3A4 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de xenobióticos, la biosíntesis de hormonas esteroideas y la investigación del metabolismo de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP3A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Especie	Humano
GeneID (humano)	1576
GeneID	1576
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-503 del CYP3A4 humano (NP_059488.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08684
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo