


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp3A5 Para Wb, Elisa - P20815

Número de artículo: CM0027043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CYP3A5 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce CYP3A5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el metabolismo de fármacos y las vías de hormonas esteroideas. - P20815

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP3A5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CP35; PCN3; CYP3A5; P450PCN3; CYP3A5
Especie	Humano
ID de Gen	1577 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 233-502 del CYP3A5 humano (NP_000768.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20815
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo