

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp46A1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y6A2

Número de artículo: CM0022494



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CYP46A1 validado para WB, IF-P, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra la 24-hidroxilasa del colesterol, una enzima implicada en la homeostasis del colesterol cerebral. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aa 400-500. Ideal para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CYP46A1
Observaciones/Alias	CP46; CYP46; CYP46A1
Especie	Humano
GeneID	10858
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de CYP46A1 humano (NP_006659.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9Y6A2
Peso molecular	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo