

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp46A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

Número de artículo: CM0027776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CYP46A1 humana, una colesterol 24-hidroxilasa. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencias sobre el metabolismo del colesterol en el cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CYP46A1
Observaciones/Alias	CP46, CYP46, CYP46A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10858
GeneID	10858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-280 de la CYP46A1 humana (NP_006659.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6A2
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo