

Anticuerpo Policlonico Anti-Cyp4F11 Para If/Icc, Elisa - Q9Hbi6

Número de artículo: CM0023774

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la CYP4F11 humana, validado para IF/ICC y ELISA. Dirigido a una enzima del citocromo P450 involucrada en el metabolismo de ácidos grasos, la inactivación de la vitamina K y la desmetilación de fármacos. Adecuado para investigación hepática y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP4F11 Rabbit pAb
Notas/Alias	CYP4F11; CYP4F11
Especie	Humana
GeneID (Humana)	57834
GeneID	57834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-130 de la CYP4F11 humana (NP_001122404.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9HBI6
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo