

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp4F12 Para Wb Y Elisa - Q9Hcs2

Número de artículo: CM0025630

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CYP4F12 para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige al citocromo P450 4F12 implicado en el metabolismo de ácidos grasos y fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP4F12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYP11B12; F22329_1; CYP4F12
Especie	Humano
GeneID (humano)	66002
GeneID	66002
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 265-524 del CYP4F12 humano (NP_076433.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCS2
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo