

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cyp4V2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Número de artículo: CM0024903

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a CYP4V2, una enzima citocromo P450 involucrada en el metabolismo de ácidos grasos oculares. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en visión y distrofia corneal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP4V2 Rabbit pAb
Notas / Alias	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	285440
GeneID	285440
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de CYP4V2 humano (NP_997235.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6ZWL3
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo