


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp51A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16850

Número de artículo: CM0013522



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CYP51A1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta la lanosterol 14-alfa desmetilasa, una enzima de la biosíntesis del colesterol. Ideal para la investigación del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CYP51A1
Observaciones/alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1595
ID del gen	1595
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-420 de CYP51A1 (NP_000777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	Q16850
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo