


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cyp51A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16850

Número de artículo: CM0007592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CYP51A1 humano (lanosterol 14-alfa demetilasa), generado contra proteína recombinante, para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Es fundamental para investigación en biosíntesis de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP51A1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1595
ID del Gen	1595
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16850
Peso de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo