

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp7A1 Para If-P Y Elisa - P22680

Número de artículo: CM0026564



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CYP7A1 validado para IF-P y ELISA en muestras humanas. Se dirige al colesterol 7-alfa-hidroxilasa, una enzima clave en la biosíntesis de ácidos biliares y la homeostasis del colesterol, esencial para la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP7A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CP7A; CYP7; CYPVII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1581
GeneID	1581
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CYP7A1 humano (NP_000771.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22680
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo