

Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp7B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75881

Número de artículo: CM0018796

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CYP7B1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre el metabolismo de oxiesteroles, la síntesis de neuroesteroides y la migración de células B. - O75881

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP7B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9420
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CYP7B1 humano (NP_004811.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75881
Peso molecular	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo