

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cypor De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Número de artículo: CM0011957



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CYPOR para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a la NADPH--citocromo P450 reductasa, esencial para la transferencia de electrones desde NADP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CYPOR
Observaciones/Alias	CPR; CYPOR; P450R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5447
GeneID	5447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de CYPOR humano (P16435).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16435
Peso proteico	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo